

# Fiche Technique et de Sécurité Lame de Laryngoscope polycarbonate

**REF** 29 050 00 /01/02/03/04/05/06/10

Crée le : 06.12.2012  
Mise à jour: 16.06.2015  
Indice : d  
TCE2

- Classement des dispositifs : Lames : Classe I / Manche : Classe IIa
- Numéro d'organisme notifié : 0434
- Conforme à la directive 93/42/CEE

**EC REP** APEX MEDICAL S.L. Elcano 9, 6<sup>a</sup> planta, 48008 Bilbao, Vizcaya, ESPAGNE

Description générale	Lame de laryngoscope à usage unique, non stérile, en polycarbonate avec fibre optique vendu seule ou en coffret (29 050 00).							
Pièces jointes	Oui	Photo, schéma.						
Référence lot	Oui	Avec la lame vendue seule.						
Dispositif raccordé	Oui	Manche fibre optique.						
Dispositif Usage Unique	Oui	Seul les lames sont à usage unique						
Dispositif stérile	Non							
Stérilisation	Oui	Gaz, oxyde d'éthylène ; Lames : 65°C max ; Manche : 121°C pendant 15 min						
Autoclavable	Non							
Nettoyage	Oui	Le manche peut être lavé à l'eau froide savonneuse. Attention a bien retirer toutes les parties électriques avant le nettoyage : piles, ampoules, ...						
Substance impropre	Produit attaquant le polycarbonate comme les chlorures, acétates, hydrocarbones							
Pièces constitutives	Non							
Matières	En polycarbonate (PC) avec fibre optique en acrylique, manche en polycarbonate. Coffret en plastique et mousse.							
Contient du latex	Non							
Etiquetage	Oui	Référence de la taille et lot, marquage CE et la taille						
Emballage	Oui	Par sachet d'une pièce ou coffret complet avec manche.						
Stockage particulier	Oui	Dans un endroit propre et sec						
Durée d'utilisation	Moyenne							
Marquage sur le DM	Oui	Marquage CE, taille et type de lame, dispositif à usage unique						
Références + extensions		29 050 01	29 050 02	29 050 03	29 050 04	29 050 05	29 050 06	29 050 10
Désignation		Lame Miller 0	Lame Mac 2	Lame Mac 3	Lame Mac 4	Lame Miller 1	Lame Miller 2	Manche
Dimensions Lo x La+- 3mm (cm)		7.8x 0.9	11.4x 1.3	13.3x 1.3	16.3x 1.3	10x 0.9	13x0.9	15.4x 3
Resistance température (°C)		Max= +40 ; Min= -10						
Poids net (g)+- 1%		11	21	27	33	13	19	83
Couleurs		Blanc cassé						
Utilisation		Dispositif médical utilisé lors des interventions nécessitant l'ouverture forcée de la partie buccale du larynx comme pour les anesthésies ou les réanimations. Le coffret permet un rangement simple et efficace.						
Mode d'emploi		Pas nécessaire pour les dispositifs de classe I ou IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de notice. Voir les exigence essentielles de la directive 93/42/CEE ( §13.1 de l'annexe I)						
Précaution d'emploi / usage unique		Ne peut être utilisé que par une personne ayant les qualifications professionnelles						
Recyclage		Non						
Récupération		Dans les bacs de déchets spéciaux contaminés hospitaliers ou médicaux si contact avec corps humain. Voir aussi circulaire du 14 mars 2001						
DEEE/REACH		Le manche oui /Non						
Phthalates/PVC		Non/Non						
Données de sécurité		Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul						

Rédacteur : HEINRICH Laura  
Fonction : AQ  
Paraphe : LH


COMED sas  
8 Rue Louise Michel  
67200 STRASBOURG France  
[www.comed.fr](http://www.comed.fr)

**ANNEXE**


**LAME DE LARYNGOSCOPE A USAGE UNIQUE POUR  
LARYNGOSCOPE A FINRE OPTIQUE**

Composition : Polycarbonate et fibre optique en Acrylique  
2 types : Miller = droite - Mc Intosh = courbe

**Mc Intosh**



**Miller**



type	taille	référence	Longueur (a)mm	Hauteur (b) mm	Poids (g)
Miller	N°0	29 050 01	78	9	11
Miller	N°1	29 050 05	100	9	13
Miller	N°2	29 050 06	130	9	19
Miller	N°3	29 050 07	172	13	32
Mac Intosh FO	N°2	29 050 02	114	13	21
Mac Intosh FO	N°3	29 050 03	133	13	27
Mac Intosh FO	N°4	29 050 04	163	13	33
Coffret*		29 050 00			636
Manche		29 050 10			82
Ampoule		29 050 13			1

\* Le coffret complet comprend : 1 manche, 1 ampoule vavuum , 3 lames Mc Intosh N° 2,3,4  
et 3 lames Miller N°0,1,2